

抗アクアポリン4 (Aqp4) ウサギモノクローナル抗体 (Wb用) - P55087

商品番号: CM0002138



前書き

組換え抗アクアポリン4 (AQP4) ウサギモノクローナル抗体。WB、IF-F、IF-P、IHC-P、ELISAに対応可能です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。脳の水分恒常性、グリシンパティック輸送、アミロイドβクリアランスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アクアポリン4 (AQP4) ウサギmAb
備考/別名	MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporin-4 (AQP4)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	361
GeneID	361
免疫原	ヒトアクアポリン4 (AQP4) (NP_001641.1) のアミノ酸256-323番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55087
タンパク質分子量	32kDa/34kDa
輸送方法	氷袋梱包