

Anti-Aquaporin-4 (Aqp4) ウサギポリクロモナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - P55087

商品番号: CM0027664



前書き

ヒトAquaporin-4

(AQP4)を標的とするウサギポリクロモナル抗体。WB, IF-P, IHC-P, ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。グリんパティッククリアランスおよび脳水分恒常性に関する重要な脳内水チャンネルを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Aquaporin-4 (AQP4) ウサギpAb
備考/別名	MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporin-4 (AQP4)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	361
GeneID	361
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAquaporin-4 (AQP4) (NP_001641.1) のアミノ酸256-323に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクロモナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P55087
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ