

ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗アクアポリン-8 (Aqp8)

ウサギポリクローナル抗体 - O94778

商品番号: CM0028816

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのウサギポリクローナル抗AQP8抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。アクアポリン-8による水および過酸化水素輸送、胆汁分泌、ミトコンドリア機能の研究に最適。予測分子量は約27 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AQP8 ウサギ pAb
備考/別名	AQP-8; AQP8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	343
遺伝子ID	343
免疫原	合成ペプチド ヒトAQP8 (NP_001160.2) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94778
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ