


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Arafポリクローナル抗体 - P10398

商品番号: CM0018735



前書き

ヒトARAFに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるARAFの検出に適しています。増殖シグナル伝達および筋分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARAF Rabbit pAb
備考/別名	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1; ARAF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	369
GeneID	369
免疫原	ヒトARAF (NP_001645.1) のアミノ酸371-606に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10398
タンパク質分子量	68kDa
輸送	アイスバッグ