

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Arap1 ポリクローナル抗体 - Q96P48

商品番号: CM0015887



前書き

ヒトARAP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、ELISA
で検証済み。マウスおよびラットARAP1を検出します。
。アクチン細胞骨格と膜トラフィックの研究に適
しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARAP1 Rabbit pAb
備考/別名	CENTD2; cnt-d2; ARAP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	116985
遺伝子ID	116985
免疫原	ヒトARAP1 (NP_001128662.1) のアミノ酸834-1133に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96P48
タンパク質分子量	162kDa
輸送	保冷バッグ