

Anti-Arc (Harc/Arg3.1) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q7Lc44

商品番号: CM0030389



前書き

ヒトARC/Arg3.1に対する高親和性ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのARCを検出；シナプス可塑性および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ARC Rabbit pAb
備考/別名	hArc; Arg3.1; ARC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23237
GeneID	23237
免疫原	ヒトARC (NP_056008.1) のアミノ酸1-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7LC44
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋