

Anti-Arcn1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P48444

商品番号: CM0024374

前書き

コートマーサブユニットデルタ（ARCN1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに対応。ヒト、マウス、ラットで検証済み。ゴルジ体から小胞体（ER）への輸送に参与するコートマー複合体の構成要素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARCN1 Rabbit pAb
備考/別名	COPD; SSMG; SRMMD; ARCN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	372
GeneID	372
免疫原	ヒトARCN1（NP_001646.2）のアミノ酸212-511に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48444
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ