


Wb、Elisa用抗Arf1ポリクローナル抗体 - P84077

商品番号: CM0028731



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体、標的はヒトADPリボシル化因子1（ARF1、P84077）です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。ゴルジ体輸送、シナプス可塑性、宿主-病原体相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARF1 ウサギ pAb
備考/別名	PVNH8; ARF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	375
GeneID	375
免疫原	ヒトARF1（P84077）のアミノ酸100～181領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84077
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷剤