


Anti-Arf1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P84077

商品番号: CM0008017



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用ARF1 Rabbit mAb。ヒト、マウス、ラットで検証済み。タンパク質輸送とゴルジ体機能に重要な小分子GTPaseであるADP-リボシル化因子1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARF1 Rabbit mAb
備考/別名	PVNH8; ARF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	375
遺伝子ID	375
免疫原	合成ペプチド ヒトARF1 (P84077) のアミノ酸70-150領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84077
タンパク質分子量	21 kDa
配送	アイスバッグ