


Arf1に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P84077

商品番号: CM0024098



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質 ARF1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのARF1を検出します。ゴルジ体輸送、シナプス可塑性、コレラ毒素活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARF1 Rabbit pAb
備考 / 別名	PVNH8; ARF1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	375
GeneID	375
免疫原	ヒトARF1 (NP_001649.1) のアミノ酸1〜181番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84077
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷剤