

Anti-Arf12 ウサギポリクローナル抗体 (Oryza Sativa Arf12) - Arf12

商品番号: CM0018999

前書き

Anti-ARF12 ウサギポリクローナル抗体は、Oryza sativa ARF12 (Q0J951, 91kDa) を検出します。WBおよびELISAに適しています。イネで検証済みの本pAbは、植物研究およびオーキシシンシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARF12 ウサギ pAb
備考/別名	ARF8; ARF12; OsARF8; OsJ_16583
種	Oryza sativa (イネ)
遺伝子ID	4337363
免疫原	組換えタンパク質 Oryza sativa ARF12 (Q0J951) のアミノ酸710-818に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	Oryza sativa (イネ)
タンパク質分子量	91kDa
発送	保冷バッグ