


Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Arf4ポリクローナル抗体 - P18085

商品番号: CM0028620



前書き

ヒトARF4（ADP-リボシル化因子4）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ゴルジ体輸送および繊毛形成の研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARF4 ウサギ pAb
備考／別名	ARF2; ARF4
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	378
遺伝子ID	378
免疫原	組換えタンパク質 ヒトARF4（NP_001651.1）のアミノ酸1～180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18085
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	氷袋