

## Anti-Arf5 (Ko検証済み) ウサギポリクローナル抗体 For Wb, Elisa - P84085

商品番号: CM0024118



### 前書き

ARF5に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWBおよびELISAで検証済み。ゴルジ体輸送、mTORC1シグナリング、リソソーム品質管理におけるADP-リボシル化因子5の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KO検証済み] ARF5 ウサギ pAb                                         |
| 備考/別名       | ARF5; F5                                                      |
| 種           | ヒト                                                            |
| GeneID (ヒト) | 381                                                           |
| GeneID      | 381                                                           |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトARF5 (NP_001653.1) のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                           |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                     |
| 適用          | WB, ELISA                                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                    |
| SWISS       | P84085                                                        |
| タンパク質分子量    | 21kDa                                                         |
| 発送          | 保冷バッグ                                                         |