

Wb、If/Icc、Elisa用抗Arf5モノクローナル抗体 - P84085

商品番号: CM0010122



前書き

ヒトARF5に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ゴルジ体輸送およびmTORシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARF5 ウサギmAb
備考/別名	ARF5; ADP-リボシル化因子5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	381
遺伝子ID	381
免疫原	合成ペプチド ヒトARF5 (P84085) のアミノ酸81-180番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84085
タンパク質分子量	21 kDa
発送方法	保冷剤同梱