


Wb、Elisa用 抗Arf5 ウサギ ポリクローナル抗体 - P84085

商品番号: CM0028662



前書き

ヒトARF5を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。
。ヒト、マウス、ラットサンプル中の内因性ARF5を
検出します。ゴルジ体輸送、mTORC1シグナル伝達、
リソソーム品質管理に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARF5 ウサギ pAb
備考/別名	ARF5
種	ヒト
GeneID	381
免疫原	ヒトARF5（NP_001653.1）のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84085
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ