

抗Arf6ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P62330

商品番号: CM0014576



前書き

ヒトARF6（P62330）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのARF6を認識し、膜輸送および細胞骨格ダイナミクスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARF6 ウサギpAb
備考/別名	ARF6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	382
遺伝子ID	382
免疫原	組換えタンパク質：ヒトARF6（NP_001654.1）のアミノ酸1-175に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62330
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	氷袋