

Wb、Elisa用抗Arfgap1ウサギポリクローナル抗体 - Q8N6T3

商品番号: CM0026369



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質 ARFGAP1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのARFGAP1を検出します。膜輸送およびゴルジ体動態研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARFGAP1 Rabbit pAb
備考/別名	ARF1GAP; HRIHFB2281; ARFGAP1
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55738
遺伝子ID	55738
免疫原	ヒトARFGAP1 (NP_001268411.1) のアミノ酸1～220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N6T3
タンパク質分子量	45kDa
発送	氷袋