


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Arfgap2 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q8N6H7

商品番号: CM0023487



前書き

小胞体-

ゴルジ体輸送に関与するARF1のGTPase活性化タンパク質であるARFGAP2に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルでのWB、IF/IC、ELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARFGAP2 ウサギ pAb
備考/別名	IRZ; ZFP289; ZNF289; NBLA10535; ARFGAP2
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	84364
GeneID	84364
免疫原	ヒトARFGAP2 (NP_115765.2) のアミノ酸242-521に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N6H7
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ