


Wb、Elisa用抗Arfgef1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6D6

商品番号: CM0019333



前書き

抗ARFGEF1ウサギポリクローナル抗体は、209 kDaのゴルジ体関連グアニンヌクレオチド交換因子であるヒトARFGEF1（BIG1）を検出します。小胞輸送研究におけるWBおよびELISAアプリケーションに適しており、ヒトサンプルにおけるゴルジ体構造、細胞極性、インテグリン成熟の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARFGEF1ウサギpAb
備考／別名	BIG1; P200; DEDISB; ARFGEF1; ARFGEF1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10565
GeneID	10565
免疫原	ヒトARFGEF1（NP_006412.2）のアミノ酸220～420に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y6D6
タンパク質分子量	209kDa
輸送	保冷剤