

抗Arfrp1/Arpウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q13795

商品番号: CM0002588

前書き

ヒトARFRP1/ARP（Q13795）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応します。ゴルジ体輸送と脂質代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARFRP1 / ARP ウサギmAb
備考 / 別名	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1 / ARP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10139
GeneID	10139
免疫原	ヒトARFRP1 / ARP（Q13795）のアミノ酸102～201番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13795
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷剤梱包