

WbおよびElisa用 Anti-Arfrp1 ウサギポリクローナル抗体 - Q13795

商品番号: CM0017599

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のAnti-ARFRP1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのARFRP1を認識します。ARFRP1はトランスゴルジGTPaseであり、タンパク質の選別とリポタンパク質の脂質化を調節します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARFRP1 ウサギ pAb
備考/別名	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10139
GeneID	10139
免疫原	ヒトARFRP1のアミノ酸1-201に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001254476.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13795
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ