


ウエスタンブロット、If-P、Elisa用 抗アルギナーゼ1 (Arg1)

ウサギポリクローナル抗体 - P05089

商品番号: CM0019168



前書き

ヒトアルギナーゼ1 (ARG1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光/免疫ペルオキシダーゼ、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。尿素回路と免疫調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルギナーゼ1 (ARG1) ウサギ pAb
備考/別名	ARG1; arginase-1; Arginase 1 (ARG1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	383
GeneID	383
免疫原	ヒトアルギナーゼ1 (ARG1) (NP_000036.2) のアミノ酸1-322に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05089
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ