

Wb、If-P、Elisa用抗Arginase-1ウサギポリクローナル抗体 - Q61176

商品番号: CM0019598

前書き

マウスArginase-1（Arg-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF - P、ELISAでバリデーション済み。ラットとも交差反応します。尿素回路、マクロファージ分極、腫瘍免疫逃避の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Arginase-1 ウサギpAb
備考／別名	AI; PGIF; Arg-1; Arginase-1
種	マウス
GeneID（ヒト）	383
GeneID（マウス）	11846
免疫原	マウスArginase-1の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q61176
タンパク質分子量	34 kDa
配送	保冷剤