


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗アルギナーゼ2 (Arg2)

ウサギモノクローナル抗体 - P78540

商品番号: CM0003955



前書き

ヒトアルギナーゼ2 (ARG2)

に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ミトコンドリアアルギナーゼ-2を標的とし、アルギニン代謝、免疫応答、内皮機能の重要な調節因子です。免疫学および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	アルギナーゼ2 (ARG2) ウサギmAb
備考/別名	ARG2; arginase 2; Arginase 2 (ARG2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	384
GeneID	384
免疫原	ヒトアルギナーゼ2 (ARG2) (P78540) のアミノ酸255-354に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78540
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ