


Anti-Argonaute-2 (Eif2C2) ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa用 - Q9Ukv8

商品番号: CM0030687



前書き

ヒトArgonaute-2 (AGO2/EIF2C2)

に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。RNAiおよび遺伝子サイレンシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Argonaute-2 Rabbit pAb
備考/別名	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27161
遺伝子ID	27161
免疫原	ヒトArgonaute-2 (NP_036286.2) のアミノ酸47〜115番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKV8
タンパク質分子量	97kDa
輸送方法	保冷剤