


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Argonaute-2 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ukv8

商品番号: CM0002445



前書き

ヒトArgonaute-

2 (Ago2) を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。RNAiや遺伝子発現研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Argonaute-2 ウサギmAb
備考/別名	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Ago 2; Argonaute-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27161
遺伝子ID	27161
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKV8
タンパク質分子量	97kDa
輸送方法	氷袋