

抗Argonaute-2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Ukv8

商品番号: CM0004710



前書き

KDバリデーション済みArgonaute-2ウサギモノクローナル抗体（ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISA対応）。ヒト、マウス、ラットでの検証済み。RNA干渉および遺伝子サイレンシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済み] Argonaute-2 ウサギmAb
備考・別名	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	27161
GeneID	27161
免疫原	ヒトArgonaute-2 (NP_036286.2) のアミノ酸101-200番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKV8
タンパク質分子量	97kDa
発送方法	保冷剤