

Anti-Argonaute-2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Ukv8

商品番号: CM0030556



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IHC-P、ELISAについて検証済みのArgonaute-2ウサギポリクローナル抗体（pAb）。Argonaute-2は、研究用のmiRNA/siRNAガイド遺伝子サイレンシングを媒介するRISCのコアコンポーネントです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Argonaute-2 ウサギ pAb
備考/別名	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27161
GeneID	27161
免疫原	ヒト Argonaute-2 (NP_036286.2) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKV8
タンパク質分子量	97kDa
配送	アイスバッグ