


## Wb、Ip、Elisa用 抗Arhgap1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q07960

商品番号: CM0027541



## 前書き

Cdc42、Rac、Rhoを調節するRho GTPase活性化タンパク質であるヒトARHGAP1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | ARHGAP1 ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名      | RHOGAP; RHOGAP1; CDC42GAP; p50rhoGAP; ARHGAP1            |
| 種          | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID (ヒト) | 392                                                      |
| 遺伝子ID      | 392                                                      |
| 免疫原        | ヒトARHGAP1 (NP_004299.1) のアミノ酸210-439に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                |
| 適用         | WB、IP、ELISA                                              |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS      | Q07960                                                   |
| タンパク質分子量   | 50kDa                                                    |
| 発送         | 保冷バッグ                                                    |