

Anti-Arhgap11B ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q3Krb8

商品番号: CM0020840

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の高品質ARHGAP11Bウサギポリクローナル抗体。ヒトARHGAP11B（SWISS: Q3KRB8）を標的とし、これは新皮質の発達に重要なヒト特有のタンパク質です。神経学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGAP11B Rabbit pAb
備考/別名	B ⁺ -T; FAM7B1; GAP (1-8); ARHGAP11B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	89839
免疫原	ヒトARHGAP11B (NP_001034930.1) のアミノ酸218-267に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q3KRB8
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ