

Wb、Elisa用 抗Arhgap22ポリクローナル抗体 - Q7Z5H3

商品番号: CM0022001

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗ARHGAP22ポリクローナル抗体。ヒトARHGAP22を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。血管新生および転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGAP22 ウサギ pAb
備考/別名	RhoGAP2; RhoGap22; ARHGAP22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	58504
GeneID	58504
免疫原	組換えタンパク質 ヒトARHGAP22 (NP_001242953.1) のアミノ酸510-650に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q7Z5H3
タンパク質分子量	77kDa
配送	氷袋