

Wb、Ihc-P用抗Arhgap25ウサギポリクローナル抗体 - P42331

商品番号: CM0017516



前書き

ヒトARHGAP25（Rho GTPase活性化タンパク質25）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスのサンプルでバリデーション済みです。免疫原はアミノ酸1〜370に対応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGAP25ウサギpAb
備考／別名	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9938
遺伝子ID	9938
免疫原	ヒトARHGAP25（NP_001159748.1）のアミノ酸1〜370に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P42331
タンパク質分子量	73 kDa
輸送	保冷バッグ