

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Arhgap4 ウサギポリクローナル抗体 - P98171

商品番号: CM0022493



前書き

ストレスファイバー調節に関与するRho GTPase活性化タンパク質であるARHGAP4に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラット種に反応します。造血細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGAP4 ウサギ pAb
備考/別名	C1; RGCl; p115; SrGAP4; RhoGAP4; ARHGAP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	393
GeneID	393
免疫原	ヒトARHGAP4 (NP_001158213.1) のアミノ酸900からC末端までの配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98171
タンパク質分子量	105kDa
発送	保冷バッグ