

Wb・Elisa用 抗Arhgap44ポリクローナル抗体 - Q17R89

商品番号: CM0028291

前書き

ヒト ARHGAP44/RICH2（遺伝子ID: 9912）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウス・ラットと交差反応します。Rho GTPaseシグナル伝達、シナプス可塑性、樹状突起スパイン動態の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGAP44 ウサギ pAb
備考/別名	RICH2; NPC-A-10; ARHGAP44
対象種	ヒト
ヒト遺伝子ID	9912
遺伝子ID	9912
免疫原	ヒト ARHGAP44（NP_055674.4）のアミノ酸666～772番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q17R89
タンパク質分子量	89kDa
輸送方法	保冷剤