

Anti-Arhgef10L ポリクローナル抗体（ウサギ）Wb、Elisa用 - Q9Hce6

商品番号: CM0022695

前書き

ARHGEF10L (GrinchGEF)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのサンプルでウェスタンブロットおよびELISAにより検証済み。細胞骨格調節に関与するRhoグアニンヌクレオチド交換因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGEF10L Rabbit pAb
備考/別名	GrinchGEF; ARHGEF10L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55160
遺伝子ID	55160
免疫原	ヒト ARHGEF10L (NP_001011722) のアミノ酸1120-1230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9HCE6
タンパク質分子量	140kDa
配送	氷袋