

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Arhgef11 ウサギポリクローナル抗体 - O15085

商品番号: CM0025909



前書き

ウエスタンブロット(WB)、免疫組織化学(IHC-P)、ELISAに適した抗ARHGEF11ウサギポリクローナル抗体です。RhoA GTPaseの調節と神経突起伸長に関与するRhoグアニンヌクレオチド交換因子である、ヒトおよびマウスのARHGEF11を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGEF11 Rabbit pAb
別名	GTRAP48; PDZ-RHOGEF; ARHGEF11
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9826
遺伝子ID	9826
免疫原	合成ペプチド；ヒトARHGEF11 (O15085) のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	O15085
タンパク質分子量	168kDa
輸送方法	保冷剤