


Wb・Elisa用 Anti-Arhgef2 ウサギポリクローナル抗体 - Q92974

商品番号: CM0028667



前書き

ヒト ARHGEF2 (GEF-H1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。このRho GEFは細胞運動、自然免疫、上皮透過性を制御するため、シグナル伝達やがん研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGEF2 ウサギpAb
備考／別名	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; ARHGEF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9181
GeneID	9181
免疫原	ヒトARHGEF2 (NP_001155855.1) のアミノ酸850～950番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92974
タンパク質分子量	112kDa
発送方法	保冷剤同梱