

Wb・Elisa対応 抗Arhgef3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nr81

商品番号: CM0031007

前書き

ヒトARHGEF3（GEF3/STA3/XPLN）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスの種を検出します。RhoA/RhoBシグナル伝達および細胞骨格ダイナミクスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGEF3 Rabbit pAb
備考/別名	GEF3; STA3; XPLN; ARHGEF3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	50650
GeneID	50650
免疫原	ヒトARHGEF3（NP_062455.1）のアミノ酸287～526番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NR81
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	氷袋