

Ihc-P、Elisa用抗Arhgef5ポリクローナル抗体 - Q12774

商品番号: CM0019465

前書き

ヒト ARHGEF5 (Ephexin-3) に対するウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。177 kDaのタンパク質を検出します。Rho GTPaseシグナル伝達、アクチン動態、発がんプロセスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGEF5 ウサギpAb
備考/別名	P60, TIM, GEF5, TIM1, ARHGEF5
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7984
GeneID	7984
免疫原	ヒトARHGEF5 (NP_005426.2) のアミノ酸1248〜1597番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12774
タンパク質分子量	177kDa
輸送方法	氷袋