

Wb、Elisa用抗Arhgef7ウサギポリクローナル抗体 - Q14155

商品番号: CM0013218



前書き

ヒト ARHGEF7 (Beta-Pix/COOL-1) に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと交差反応し、細胞遊走とシナプス形成に関与する約90 kDaのRho GEFタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGEF7 ウサギpAb
備考/別名	P50; P85; PAK3; PIXB; COOL1; P50BP; COOL-1; P85SPR; BETA-PIX; P85COOL1; Nbla10314; ARHGEF7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8874
免疫原	ヒトARHGEF7 (NP_001106984.1) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14155
タンパク質分子量	90kDa
輸送方法	氷袋