

Anti-Arhgef9 Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc And Elisa - O43307

商品番号: CM0021741



前書き

ヒト ARHGEF9 (Collybistin) を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。

予測分子量61

kDaの内在性ARHGEF9タンパク質を認識します。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGEF9 Rabbit pAb
備考/別名	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23229
GeneID	23229
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43307
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋