

Anti-Arhgef9 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43307

商品番号: CM0026943



前書き

ヒトARHGEF9（コリビスチン）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経科学およびシナプス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARHGEF9 ウサギpAb
略号/別名	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN; ARHGEF9
対象種	ヒト
遺伝子ID	23229
免疫原	ヒトARHGEF9（NP_056000.1）のアミノ酸307～516に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43307
タンパク質分子量	61kDa
輸送条件	氷袋