

Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Arid1A モノクローナル抗体 - O14497

商品番号: CM0002468



前書き

ヒトARID1A (SWISS: O14497)に対するウサギモノクローナル抗体。IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。免疫原：組換えタンパク質フラグメント（アミノ酸1204-1314）。クロマチンリモデリングおよび腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARID1A ウサギ mAb
備考/別名	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; Clorf4; BAF250a; SMARCF1; ARID1A
種	ヒト
遺伝子ID	8289 (ヒト)
免疫原	ヒトARID1A (O14497) のアミノ酸1204-1314に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14497
タンパク質分子量	242kDa
発送	保冷バッグ