


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Arid1B ポリクローナル抗体 - Q8Nfd5

商品番号: CM0016408



前書き

ヒト ARID1B (BAF250B)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。クロマチンリモデリングおよび神経発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARID1B ウサギ pAb
備考/別名	CSS1; OSA2; 6A3-5; DAN15; MRD12; P250R; BRIGHT; BAF250B; SMARCF2; ELD/OSA1; ARID1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57492
GeneID	57492
免疫原	ヒト ARID1B (NP_059989.2) のアミノ酸 400-650 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NFD5
タンパク質分子量	244kDa
発送	保冷バッグ