


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Arid3Aポリクローナル抗体 - Q99856

商品番号: CM0026935



前書き

ARID3Aウサギポリクローナル抗体（WB、IHC-P、IP、ELISA対応）。ヒト、マウス、ラットと反応します。B細胞分化および細胞周期研究で検証済みです。タンパク質分子量：63kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARID3A Rabbit pAb
別名	DRIL1; DRIL3; BRIGHT; E2FBP1; ARID3A
対象種	ヒト
遺伝子ID	1820
免疫原	ヒトARID3A（NP_005215.1）のアミノ酸324～593番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99856
タンパク質分子量	63kDa
発送方法	氷袋梱包