

Wb、Elisa用Anti-Arid5Aマウスモノクローナル抗体 - Q03989

商品番号: CM0007679

前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの抗ARID5Aマウスモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのARID5A（64kDa）と反応します。転写制御、軟骨細胞分化、炎症反応の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARID5aマウスmAb
備考／別名	MRF1; MRF-1; RP11-363D14
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10865
GeneID	10865
免疫原	組換えタンパク質 ヒトARID5a（Q03989）のアミノ酸1～594に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q03989
タンパク質分子量	64kDa
輸送	保冷剤