


Anti-Arl1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P40616

商品番号: CM0014505



前書き

ウェスタンブロッティング、免疫蛍光/ICC、ELISAで
検証済みのAnti-

ARL1ウサギポリクローナル抗体です。小胞輸送に関
与するゴルジ体関連GTPaseであるヒト、マウス、ラ
ットのARL1を検出します。基礎研究から診断法開発
まで最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARL1 Rabbit pAb
別名	ARFL1; ARL1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	400
遺伝子ID	400
免疫原	ヒトARL1 (NP_001168.1) のアミノ酸62～181番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40616
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	氷袋