

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Arl13B ウサギポリクローナル抗体 - Q3Sxy8

商品番号: CM0025893

前書き

ヒトARL13B（JBTS8/ARL2L1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。繊毛、神経発生、ジュベルト症候群の研究に最適です。予測分子量は49 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ARL13B ウサギpAb
別名	JBTS8; ARL2L1; ARL13B
対象種	ヒト
GeneID	200894
免疫原	ヒトARL13B（NP_878899.1）のアミノ酸1-240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q3SXY8
タンパク質分子量	49kDa
発送	氷袋