


Wb、Elisa用 Anti-Arl2 ポリクローナル抗体 - P36404

商品番号: CM0029853



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-ARL2

ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ヒトARL2（P36404）を認識。細胞周期、ミトコンドリア、細胞骨格の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARL2 ウサギ pAb
備考/別名	ARFL2; MRCS1; ARL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	402
GeneID	402
免疫原	組換えタンパク質 ヒトARL2 (NP_001658.2) のアミノ酸1-184に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P36404
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ