

抗Arl3ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P36405

商品番号: CM0022794

前書き

WB、IF/ICC、ELISAに対応した高品質なウサギポリクローナルARL3抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。組換え免疫原を使用し、ターゲットサイズは20kDaです。繊毛、細胞周期、タンパク質輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARL3 ウサギpAb
備考/別名	RP83; ARFL3; JBTS35; ARL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	403
GeneID	403
免疫原	組換えタンパク質 ヒトARL3の1-182アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_004302.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36405
タンパク質重量	20kDa
配送	アイスバッグ